

# PAPIERS INDICATEURS PH PH TEST STRIPS

## BANDETTES / STRIPS

### 4 PEHANON

Papiers indicateurs PEHANON

Pour la détermination du pH de solutions colorées

PEHANON est une marque de papiers indicateurs de pH, pour lesquels l'indicateur et l'échelle de couleurs sont réunis sur une même languette. Ceci garantit une lecture plus sûre et plus rapide puisqu'on évite une comparaison avec une échelle de couleurs séparée. Cette disposition garantit également une détermination sûre du pH de solutions colorées et de suspensions, puisque les altérations de couleur affectent aussi bien l'indicateur que l'échelle de couleurs dans la même mesure.



### PEHANON

Indicator papers PEHANON

For measurement of pH in coloured solutions.

PEHANON is a series of pH indicator papers where the indicator and colour scale are combined on a single strip. This permits a fast, convenient and accurate pH value determination since they eliminate the necessity to compare colour against scale.

This presentation also permits the pH measurement of coloured solutions and suspensions, since the colour of the test solution acts on the comparison scale in the same manner as on the indicator field.

Papier indicateur Indicator paper	Domaine de mesure et échelons Range and gradations	Référence Ref.
pH 1-12	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	FMN90401
pH 0-1,8	0-0,3-0,6-0,8-1,0-1,2-1,5-1,8	FMN90411
pH 1,0-2,8	1,0-1,3-1,6-1,8-2,0-2,2-2,5-2,8	FMN90412
pH 1,8-3,8	1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,2-3,5-3,8	FMN90413
PH 2,8-4,6	2,8-3,1-3,4-3,6-3,8-4,0-4,3-4,6	FMN90414
pH 3,8-5,5	3,8-4,0-4,2-4,4-4,6-4,9-5,2-5,5	FMN90415
pH 4,0-9,0	4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0	FMN90424

Conditionnement : boîtes en plastique avec 200 languettes 11 x 100 mm

Papier indicateur Indicator paper	Domaine de mesure et échelons Range and gradations	Référence Ref.
pH 5,2-6,8	5,2-5,5-5,7-5,9-6,1-6,3-6,5-6,8	FMN90416
pH 6,0-8,1	6,0-6,3-6,6-6,9-7,2-7,5-7,8-8,1	1PI041
pH 7,2-8,8	7,2-7,4-7,6-7,8-8,0-8,2-8,5-8,8	FMN90419
pH 8,0-9,7	8,0-8,2-8,4-8,6-8,8-9,1-9,4-9,7	14PI09
pH 9,5-12,0	9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0	1PI042
pH 10,5-13,0	10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0	FMN90422
pH 12,0-14,0	12,0-12,5-13,0-13,5-14,0	FMN90423

Presentation : plastic box with 200 strips 11 x 100 mm

### 5 PH FIX

Pour la mesure du pH de solutions faiblement tamponnées ou fortement alcalines. Le pH des solutions même très faiblement tamponnées peut être mesuré avec exactitude puisque la languette peut séjourner dans la solution jusqu'à l'obtention d'une couleur définitive.

L'échantillon à analyser ne sera pas pollué par les indicateurs. En conséquence, la solution peut encore être utilisée pour d'autres déterminations.



### PH FIX

For measurement of the pH of weakly buffered or strongly alkaline solutions.

pH of solutions very weakly buffered is possible since the stick can be left in the solutions until the final colour change is completed.

Test samples are not contaminated by the indicator dyes. These solutions can be used for further investigations.

Papier indicateur Indicator paper	Domaine de mesure et échelons Range and gradations	Référence Ref.
pH Fix 0-14	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	1PI030
pH Fix 0,0-6,0	0-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6	FMN92115
pH Fix 2,0-9,0	2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9	FMN92118
pH Fix 4,5-10,0	4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10	1PI033
pH Fix 7,0-14,0	7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13-13,5-14	1PI061
pH Fix 0,3-2,3	0,3-0,7-1,0-1,3-1,6-1,9-2,3	1PI062

Conditionnement : les 100 languettes

Papier indicateur Indicator paper	Domaine de mesure et échelons Range and gradations	Référence Ref.
pH Fix 1,7-3,8	1,7-2,0-2,6-2,9-3,2-3,5-3,8	FMN92190
pH Fix 3,6-6,1	3,6-4,1-4,4-4,7-5,0-5,3-5,6-6,1	FMN92130
pH Fix 5,1-7,2	5,1-5,4-5,7-6,0-6,3-6,6-6,9-7,2	FMN92140
pH Fix 6,0-7,7	6,0-6,4-6,7-7,0-7,3-7,7	FMN92150
pH Fix 7,5-9,5	7,5-7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-9,1-9,5	FMN92160
pH Fix 7,9-9,8	7,9-8,3-8,6-8,9-9,1-9,4-9,8	1PI069